

OP-Maske Typ II/IIR 3-lagig

Nasen-Mund-Schutz aus geruchlosem Vliesstoff, 3-lagig; innen weiß, außen blau, dazwischen ein Mikro-Keimfilter; mit Nasenbügel und elastischem Band zum Fixieren.



OP-MASKE TYPE II(R) Medical Mask

Art.No.: TSM003

50 Stück / pieces

Standard number: EN14683: 2019 Type IIR



Gebrauchsanweisung / Instructions for use

1. Entnehmen Sie eine Maske aus der Box und halten Sie die Maske an den Ohrenschnäufen.
Take a mask from the box and hold the mask by the ear loops.
2. Ziehen Sie die Ohrenschnäufen über die Ohren und beachten Sie, dass die Innenseite zum Gesicht zeigt.
Put the ear loops over the ears and make sure that the inside is towards the face.
3. Ziehen Sie die Maske unter das Kinn und über die Nase, sodass die Maske dicht sitzt.
Put the mask under the chin and over the nose, so that the mask fits snugly.

Vorsichtsmaßnahmen / Cautions:

1. Gebrauchte Masken sind entsprechend der geltenden Richtlinien zu entsorgen.
Used masks should be disposed of in accordance with the requirements of hospitals and environmental protection departments.
2. The product is not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.

VERPACKUNGSDetails

Die Masken sind in der Packung lose verpackt. Die erforderlichen Informationen sind auf der Packung gedruckt.

PACKUNG Inhalt	50 Stück
Maske (Gewicht in g)	2 g (netto)
PACKUNG Abmessungen (LxBxH in mm)	180 x 110 x 65 mm
PACKUNG Gewicht (in g)	177 g (brutto)
EAN PACKUNG	 9 120064 770143
KARTON Inhalt (Anzahl Packungen)	40 Pkg
KARTON Inhalt (Anzahl Masken)	2000 Stück
KARTON Abmessungen (BxHxT in mm)	520 x 385 x 280 mm
KARTON Gewicht (in Kg)	7,9 Kg
KARTON Volumen (in m3)	0,056 m3
PALETTENMENGEN und ABMESSUNGEN	40.000 Stück (20 Kartons) 80x120x157 cm (lxbxh) 48.000 Stück (24 Kartons) 80x120x186 cm (lxbxh)
KENNZEICHNUNG	gemäß der Europäischen Norm EN-14683, Produktionsdatum auf Verpackung aufgedruckt.

Stand 10/2022 Druckfehler, Irrtum oder Produktänderungen vorbehalten!